


バイアラート 皮膚温度スクリーニングエリア

こちらはサーモグラフィ技術を利用した皮膚温度スクリーニングエリアです。このエリアは放射線などの有害な物質は放出せず、安全に入場可能です。温度が測定されることを同意いただいた上でご入場ください。

スクリーニング手順



1. 激しい運動の直後は5分お待ちいただき、体温が安定するのをお待ちください。



2. お並びの際は隣の人から2Mの距離を開けてください



3. 眼鏡、帽子、マスクはお取り下さい。



4. マークがついた場所にお立ちいただき、カメラを見てください。



5. 画面で測定結果（緑または赤）がでるまでお待ちください。



6. 画面に表示される指示に従ってください。